

Une maîtrise précise de la profondeur - butées d'arrêt Straumann®



La Butée d'Arrêt Straumann® permet une maîtrise précise de la profondeur de forage pendant la préparation du lit implantaire pour la pose d'implants dentaires Straumann®.

Elle présente l'avantage d'être applicable aussi bien aux cas simples qu'aux cas complexes où la proximité du nerf maxillaire inférieur ou du plancher sinusal pose problème. Les butées d'arrêt sont fournies sous forme de lots stériles et sont prêtes à l'emploi.

Ces dispositifs à usage unique sont destinés à être utilisés avec les forets à usage unique spécialement conçus à cet effet.

Une sécurité accrue

- **Empêche un forage plus profond** que la profondeur prédéfinie.
- Montage et démontage **rapides et sûrs**.

Une manipulation aisée

- **Prêtes à l'emploi**: les butées d'arrêt ont un conditionnement pratique adapté à chaque profondeur, et ne requièrent ni nettoyage ni stérilisation.
- Un éventail réduit de seulement quatre types de butée permet d'assurer **toutes les profondeurs de forage**.
- **Le code de couleur** facilite l'identification du diamètre.

Une conception performante

- Les butées d'arrêt **de petite taille** offrent une vision optimale de la zone à traiter.
- Les butées d'arrêt sont **munies d'orifices** qui facilitent l'irrigation et l'élimination des copeaux d'os.