



**TOUS** LES **AS** DANS VOTRE MAIN



COMMITTED TO  
**SIMPLY DOING MORE**  
FOR DENTAL PROFESSIONALS

## OPTIONS PROTHETIQUES CrossFit™



### **Partie Secondaire Provisoire**

Une esthétique personnalisée facile à obtenir



NC new

### **Partie Secondaire Anatomique**

Une esthétique personnalisée facile à obtenir



### **Partie Secondaire Méso**

Offre une flexibilité maximale



### **Partie Secondaire en Or pour couronne**

Une solution polyvalente pour une large gamme d'indications



### **Partie Secondaire en Or pour bridge**



### **Partie Secondaire LOCATOR®**

La fixation flexible des prothèses intégrales



NC new



NC & RC new



NC new



### **Partie Secondaire Scellable**

Manipulation de la prothèse aussi proche que possible d'un moignon dentaire naturel

### **Partie Secondaire Multi-Base**

Base flexible pour les restaurations vissées comportant plusieurs unités

### **Partie Secondaire pour barres**

La solution conviviale pour les prothèses ancrées sur barres

### **Partie Secondaire Personnalisée**

Prothèses implanto-portées personnalisées Straumann

## **NOUVELLES** OPTIONS PROTHETIQUES POUR UNE **FLEXIBILITE** MAXIMISEE

### **NC & RC Partie Secondaire Multi-Base**

La gamme d'implants Straumann® Bone Level est complétée par des composants supplémentaires pour la connexion Narrow CrossFit™ et par la nouvelle partie secondaire Multi-Base hautement flexible pour restaurations vissées sur les connexions CrossFit™ Narrow et Regular. Straumann offre ainsi toutes les options prothétiques pour tous les traitements implantaire et fournit une flexibilité optimale quelle que soit votre préférence.



- Prise d'empreinte au choix au niveau de l'implant ou de la partie secondaire
- Grande flexibilité grâce au cône interne à 30° et à la faible hauteur occlusale
- Adaptation parfaite grâce aux composants préusinés

Base flexible pour les restaurations vissées comportant plusieurs unités

## NC Partie Secondaire Scellable

- Prise d'empreinte flexible au niveau de l'implant ou de la partie secondaire
- Manipulation facile des coiffes préusinées
- Le bon ajustement de la coiffe d'empreinte au niveau de la partie secondaire peut être vérifié par une réponse univoque



Manipulation de la prothèse aussi proche que possible d'un moignon dentaire naturel

## NC Partie Secondaire Anatomique, angulée à 15°

- Moins de retouches nécessaires, grâce à la préparation du rebord gingival
- Bonne adaptation au contour naturel des tissus mous grâce à la préparation du rebord gingival à différentes hauteurs
- La forme ovoïde ressemble au profil d'émergence d'une dent naturelle



Une esthétique personnalisée facile à obtenir

## NC Partie Secondaire en Céramique Personnalisée

- Esthétique supérieur avec la zircone
- Processus de numérisation et de conception rapides
- Gain de temps et coûts minimisés pour le laboratoire dentaire



Prothèses implanto-portées personnalisées Straumann

## La Gamme des Parties Secondaires Multi-Base

Base flexible pour les restaurations vissées comportant plusieurs unités

La nouvelle gamme de parties secondaires Multi-Base comprend des composants droits disponibles en trois hauteurs gingivales différentes et deux diamètres pour chaque plateforme prothétique, ainsi que des composants angulés (25°). Une gamme complète de coiffes et de pièces auxiliaires est également disponible, permettant des restaurations sur barre et par bridge aisées et efficaces.



### Gamme des Parties Secondaires

	Narrow CrossFit™		Regular CrossFit™	
<b>Diamètre</b>	3,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	6,5 mm
<b>Partie Secondaire</b>				

## Applications

### Bridges vissés



### Prothèses sur barre



Contactez votre représentant Straumann local pour des informations concernant les commandes. Pour des instructions de manipulation détaillées, veuillez vous reporter à notre brochure "Gamme d'implants Straumann® Bone Level: Informations de base sur les procédures prothétiques" (Art. n° 153.810).

[www.straumann.com](http://www.straumann.com)



STRAUMANN GARANTIEE

**International Headquarters**

Institut Straumann AG  
Peter Merian-Weg 12  
CH-4002 Basel, Switzerland  
Phone +41 (0)61 965 11 11  
Fax +41 (0)61 965 11 01