

Controllo preciso della profondità – Stop per Frese Straumann®



Lo Stop per Frese Straumann® fornisce un controllo preciso della profondità di fresatura durante la preparazione dell'impianto per l'inserimento di impianti dentali Straumann®

Il vantaggio dello Stop per Frese Straumann risiede nella possibilità di essere applicato a casi semplici e avanzati, in cui è interessata la posizione del nervo mandibolare o del seno mascellare.

Forniti in set sterili, gli stop per frese sono pronti per l'uso. Lo Stop per Frese Straumann è progettato esclusivamente per uso monopaziente e va utilizzato in combinazione con le frese monopaziente appositamente messe a punto

Maggiore sicurezza

- **Limitazione della profondità di fresatura** rispetto a quella predefinita.
- **Rapidità e sicurezza** di montaggio e smontaggio degli stop per frese.

Semplicità d'uso

- **Pronti per l'uso** – Gli stop per frese sono comodamente confezionati per ogni profondità e non richiedono nessuna pulizia o sterilizzazione.
- **Tutte le profondità di fresatura** sono garantite con una scelta minima di quattro tipi di stop per frese.
- **Codice colori** – per un'agevole identificazione del diametro.

Design efficace

- **Piccole dimensioni** – gli stop per frese garantiscono un'ottima visuale dell'area da trattare.
- **Le aperture** sugli stop per frese facilitano l'irrigazione e la rimozione dei frammenti d'osso.