

## La prossima generazione nella tecnologia di fresatura



### Fresa a Spirale Straumann® PRO Ø 4,2 mm

L'accurata preparazione del sito chirurgico è molto importante per ottenere un'elevata stabilità primaria dell'impianto. Per una preparazione ottimale del letto implantare, è necessario utilizzare le frese con grande precisione, in particolare quelle di grande diametro.

Straumann ha messo a punto la fresa a spirale PRO Ø 4,2 mm per evitare la sovrappreparazione del sito dell'osteotomia. La punta arrotondata a estremità piatta facilita il sicuro posizionamento della fresa, garantendone il corretto centraggio nel letto implantare. La direzione definite viene mantenuta per l'intero processo di fresatura. La fresa a spirale PRO Ø 4,2 mm è disponibile nella versione lunga e corta.